

Pet Yoğun Bakım Ünitesi (Orta Boy)

- Yerli Marka Yerli Model Yerli Üretim
- 3 Yıl Garantili
- Otomatik Dijital ısı ve nem kontrolü 0.1 Hassasiyet
- Alüminyum paslanmaz kasa Mevcut ürünlere kıyasla enerji tasarrufu sağlayan sandaviç panel gövde yapısı
- Geniş görünümlü kırılmaz pleksi gözlem camı
- Karbon Filtreli havalandırma sistemi
- Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir plastik taban ızgarası
- İki farklı aydınlatma seçeneği (mavi loş ışık ve gün ışığı seçeneği)

Serum askı aparatı Oksijen ve serum giriş delikleri

Aşırı düşük yada aşırı yüksek ısı ve nemde alarm sistemi

5lt kapasiteli nem makinası ile nemlendirme

Anormal durumlarda akımı kesen sigorta sistemi.

İç Ölçüsü : En62cm Derinlik 47cm Yükseklik 50cm

Dış Ölçüsü: En88cm Derinlik 47cm Yükseklik 55cm



MakroVet

ecoTRON

PROKAN

SinoGeneclon

mpe-ROSEL

EMFSUN

InBiotech

GOL SITE

Diatek

Wondfo

MyBioSource.com

Elabscience